

Használati útmutató

A csomag tartalma:

- 1 db Gondosóra jelzőeszköz
- 1 db USB kábel
- 1 db USB csatlakozós hálózati adapter
- 1 db nyakpánt
- 1 db Használati útmutató
- 1 db karpánt



Főbb funkciók

A Gondosóra programban biztosított eszköz egy a 21. századnak megfelelő technológiával gyártott készülék. A beépített SIM kártya segítségével két irányú adat- és hangkommunikációra képes, amely a főgomb hosszú megnyomásával azonnal jelzést küld a Diszpécserközpontnak. A beépített hangszóró hangminősége kiváló, a Gondosóra kezelhetősége egyszerű. Az akkumulátor egy teljes feltöltéssel legfeljebb 2 napig üzemkészs marad. Az eszköz zuhanyzás közben is használható, de kérjük, 10 percnél tovább ne tartsa víz alatt, mert az a készülék meghibásodásához vezethet.

Hogyan lehet segítséget kérni?

Segítségkéréshez kérjük, tartsa nyomva a készüléken található főgombot addig, amíg a hangüzenet tájékoztatja Önt arról, hogy jelzést indított a Diszpécserközpontba. Ezt követően diszpécserünk visszahívják az eszközön keresztül, így Önnek további teendője nincs. A diszpécser hívását egy dallam jelzi, majd az eszköz automatikusan felveszi és kihangosítja a hívást. A bejelentkező diszpécsernek szíveskedjen elmondani, miben kéri a segítségét. Amennyiben a főgomb hosszú megnyomása után a hangüzenet nem tájékoztatja Önt a jelzés indításáról, elképzelhető, hogy olyan helyen van, ahol nincs télerő. Ilyen helyek lehetnek például a széles, vastag falak által határolt helyiségek, pince stb. Ebben az esetben kérjük, ha lehetősége van rá, nyílt területen vagy ablakhoz közel ismétlje meg a jelzést.

Bekapcsolás

A készülék bekapcsolásához nyomja meg röviden a bal oldalon található felső gombot, ekkor a LED-ek felvillannak és rezzen egyet a készülék. Bekapcsolást követően az eszköz néhány percen belül csatlakozik a Gondosóra rendszerhez, jelzés ezt követően indítható.

Ha kikapcsolt állapotban helyezi töltőre a készüléket, az automatikusan be fog kapcsolni. Kikapcsoláshoz a főgombot és a bal felső gombot egyszerre kell nyomva tartani addig, amíg a LED-ek kialszanak, és rezzen egyet a készülék.



GONDOSÓRA

Javasoljuk, hogy a készüléket csak akkor kapcsolja ki, ha biztos benne, hogy szükség esetén más módon is tud segítséget kérni.

Mit jeleznek a készülék oldalán a világító LED-ek?

Piros LED

Másodpercenként egyet villan	Az eszköz töltődik
Nem világít	Az eszköz nem töltődik
Folyamatosan világít	Az eszköz teljesen fel van töltve
Gyorsan villog	Alacsony töltöttség (töltöttségi szint 20% alatt)

Kék LED

3 másodpercenként 2 villanás	Az eszköznek van GPS pozíciója
3 perc után nem villog	Az eszköznek van GSM által fixált pozíciója
3 másodpercenként 1 villanás	Az eszköznek nincs GPS kapcsolata

Zöld LED

3 másodpercenként 2 rövid villanás	Az eszköznek van GSM és GPRS kapcsolata is
3 másodpercenként 1 rövid villanás	Az eszköznek csak GSM kapcsolata van (GPRS nincs)
3 másodpercenként 1 hosszú villanás	SIM kártya hiánya / SIM nem aktív

SIM kártya

Az eszköz csak és kizárólag a Gondosóra rendszerén keresztül használható.

Figyelmeztetés: Az eszközt ne szedje szét! A SIM kártyát és az akkumulátort soha ne vegye ki a készülékből, mert azok nélkül jelzés nem indítható!

GPS

Az eszköz helymeghatározó funkcióval rendelkezik, mely segítségkérés esetén lehetővé teszi viselője pillanatnyi tartózkodási helyének beazonosítását.

A készülék töltése

Vegye ki a dobozból a töltőkábelt és az adaptert. A töltőkábelt csatlakoztassa az adapterhez, és a töltőfejet dugja be a konnektorba. Ezután a töltőkábel másik végét – a képen látható módon – csatlakoztassa a készülék hátoldalán található négy érintkezési ponthoz. A töltőkábel csatlakozását mágnesek segítik, így azt nagyon egyszerűen rögzíteni tudja az eszközhöz. Ha a töltés elindul, az eszköz hangjelzéssel ezt megerősíti, az oldalán található piros LED pedig villogni kezd. Ha az eszköz oldalán a piros LED folyamatosan világít, akkor a készülék teljesen feltöltött. Egy teljes feltöltéssel, átlagos használat mellett legfeljebb 2 napig üzemképes az eszköz.



Figyelmeztetés: Lehetőleg ne tartsa napokig töltőn a készüléket, mert az az eszköz meghibásodásához vezethet! Az eszköz töltéséhez kizárólag a csomagban kapott töltőt használja!

Hol található a mikrofon és a hangszóró?

A mikrofon a készülék előlapján, a főgomb alatt, a hangszóró a készülék hátoldalán található. Beszélgetés közben fordítsa maga felé a készüléket.



GONDÓSÓRA

Hangerő szabályozása

A készülék hangerejét kizárólag a diszpécserek tudják szabályozni. Ha szeretné a készülék hangerejét hangosabbra, vagy halkabbra állítani, kérjük jelezze munkatársainknak, akár a főgombbal indított jelzéssel.

Karpánt

Amennyiben a készüléket a csuklóján kívánja viselni, abban az esetben használja a csomagban található karpántot. Helyezze az eszközt a gumi karpántba a képen látható módon. Javasoljuk, hogy a készülék beillesztését a karpánt jobb felső sarkában kezdje. Győződjön meg arról, hogy a készülék mindenhol tökéletesen illeszkedik.



Gyakori kérdések és válaszok

Hova érkezik be a jelzés?

A jelzés a Gondosóra program Diszpécserközpontjába érkezik.

Hogyan tisztítsa az eszközt?

A készüléket száraz vagy enyhén nedves törlőkendővel lehet tisztítani.

Hogyan viselje az eszközt?

A készüléket viselheti a nyakában a nyakpánt használatával, vagy a csuklóján a karpánt használatával. Amennyiben az eszközt a zsebében vagy táskájában hordja, győződjön meg arról, hogy nincs olyan tárgy a közelében, ami véletlenül megnyomhatja a főgombot, téves jelzést indítva ezzel. Alvás közben az eszközt tartsa magához közel, elérhető helyen, ilyenkor ne viselje a nyakában.

Mire figyeljen a használat közben?

Kérjük az eszközt lehetőleg mindig tartsa magánál, vagy könnyen elérhető helyen. Az eszköz mérsékelten vízálló, ezért zuhanyzás közben is biztonságosan használható. Az eszközt kizárólag a dobozban található töltővel töltsse.

A készüléket ne tartsa piszkos, túlzottan poros helyen. Ne használja az eszközt nagyon meleg, vagy nagyon hideg helyen. Az eszközt ne szedje szét! Ne próbálja otthon, házilag javítani az eszközt! A SIM kártyát és az akkumulátort soha ne vegye ki a készülékből, mert azok nélkül jelzés nem indítható!

Pacemakerrel, vagy más szívritmus-szabályozó eszközzel élő Felhasználóink részére:

A Gondosóra, mint minden mobileszköz, elektromágneses impulzusokat bocsát ki. Ennek mértéke igen csekély és nem különbözik egy átlagos mobiltelefon kibocsátásától. Mindazonáltal, esetenként előfordulhat, hogy az impulzusok a pacemaker működését befolyásolhatják. Ennek elkerülése és a Gondosóra biztonságos működtetése érdekében kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítson a következőkre:

A bekapcsolt Gondosóra ne legyen a pacemaker közvetlen közelében, azt nem szabad olyan ruhazsebbe tenni, ami közvetlen a pacemaker fölött helyezkedik el.

A Gondosórát a test pacemakerrel ellentétes oldalán szükséges hordani, és beszélgetéskor a pacemakerrel ellentétes fülhöz szükséges tenni.

Legalább 20 cm távolságot kell tartani az eszköz és pacemaker között.

A biztonságos üzemeltetés és az Ön egészsége érdekében javasoljuk, hogy a használat megkezdése előtt konzultáljon kezelőorvosával, hiszen a beültetett pacemaker sajátos tulajdonságai és az egészségi állapot egyénekenként változhat.

Hibára utaló jel lehet, amennyiben:

Töltés közben nem villog a piros LED.

A zöld LED folyamatosan, vagy egyáltalán nem világít.

A főgomb megnyomásakor nem hallja a jelzés elindításáról a tájékoztató hangüzenetet.

GONDŐRÁ

Ha hibát tapasztal, kérjük jelezze a Diszpécserközpont ügyfélszolgálatának a lenti elérhetőségen.

Ha hibát tapasztal mi a teendő?

Amennyiben úgy érzi, hogy az eszköz nem megfelelően működik, kérje kollégáink segítségét ügyfélszolgálatunkon hétfőtől-csütörtökig 9:00-17:00 óra, pénteken 9:00-15:00 óra között a +36 1 880 6831-es telefon számon.

Minőségi tanúsítvány:

NOTIFIED BODY EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LC-A88 / 3 Apr 2019 / Rev A Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU