

További hasznos információk

- Ha változtatni szeretne a készülék hangerején, a **narancssárga segélyhívó gombbal** hívja fel a diszpécserközpontot, és a központ munkatársa elvégzi a szükséges hangerő módosításokat.
- A megfelelő működés érdekében a készüléket **2-3 naponta** szükséges tölteni.
- A Gondosóra **csepp- és ütészálló**, ezért bátran hordható zuhanyzás-hoz, és bármilyen kültéri tevékenységhez is.
- Az eszközben beépített SIM kártya van, amely kizárólag a diszpécserközpont hívására alkalmas, **az egész ország területén működik**, külföldön azonban nem használható.
- A regisztráció során egy, majd az eszköz megérkezését követően - a diszpécser központ ügyfélszolgálatán keresztül - **további négy kontaktszemély adható meg**.

Elérhetőség

A Gondosóra működésével kapcsolatosan, valamint a jelzőeszköz vagy a készülék tartozékának meghibásodása/elvesztése esetén a diszpécserközpont **+36 1 880 6831**-es telefonszámán kérhet tájékoztatást hétfőtől csütörtökig **9:00-17:00** óra között és pénteken **9:00-15:00** óra között vagy az **info@szolgaltatas-gondosora.hu** e-mail címen.

Kérjük a kiszállított doboz és annak csomagolásán található, **jelzőeszközt azonosító szerződés szám** megőrzését, hogy a Gondosóra esetleges visszaküldése és az azonosítás esetén rendelkezésre álljanak.



+36 1 880 6831

EGYSZERŰ ÚTMUTATÓ



A Gondosóra aktiválásának menete

1. Tegye töltőre a készüléket!

2. A jelzőeszköz felöltése után helyezze a Gondosórárt a karpántba, vagy akassza a nyakpántra vagy övtartó karabinerre!

3. Indítson tesztívást a **narancssárga segélyhívó gombbal!**

4. A tesztívás után az eszköz aktív és használatra kész!



A tesztívás menete

A tesztívás a Gondosórával történő első hívást jelenti. Ez azért fontos, mert a tesztívással aktiválódik a készülék, Ön pedig kipróbálhatja, hogyan működik a szolgáltatás.

1. Tartsa lenyomva nagyjából **5 másodpercig** az eszköz **narancssárga segélyhívó gombját!**

2. Az eszköz **rezgessel és hangjelzéssel** tudatja, hogy a hívás elindult.

3. Néhány másodperc elteltével **a diszpécser köszönteni fogja Önt** a hangszórón keresztül, és elmondja a további tennivalókat, Ön pedig a **mikrofon segítségével válaszolhat.**

Hogyan hordható a Gondosóra?

Az eszköz többféle módon is hordható, ezért mindenki megtalálhatja a számára szimpatikus megoldást.

Csuklón



Nyakban



Övtartón



A jelzőfények jelentése



Kapcsolatjelző fény

A **zöld fény** villogása azt jelenti, hogy a készülék segélyhívó funkciója használatra kész, az eszköz jól működik.

GPS-jelző fény

A **kék fény** villogása azt jelenti, hogy a készülék helymeghatározó funkciója működik.

Töltöttségjelző fény

Ha a **piros fény** villog, az eszközt töltőre kell rakni, és addig tölteni, amíg nem vált át folyamatos világításra. A töltőről levéve a fény kialszik, és akkor villog újra, ha az eszközt ismét tölteni kell.